permobil





Ein großer Vorteil des Sitzes von Corpus ist seine besondere biomechanische Bewegung der Rückenlehne. Sie liefert eine hervorragende Reduktion der Scherkraft und gewährleistet einen korrekten Positionswechsel, so dass sich Ihr Körper richtig entspannen kann.

Körperstützen in verschiedenen Größen.

Brandneue Permobil Original Kopfstütze und Seitenstütze. Stabile, und dennoch leichtgewichtige Lösungen. Genaue Positionierung des Polsters mit neuem modularen Anbauteil.

Sitzhöhenverstellung.

Arbeitet mit 3 Ansatzstellen und bewegt den Schwerpunkt während des Anhebens leicht nach hinten, um auch bei maximaler Anhebung einen unvorstellbaren Grad an Stabilität zu bieten. Das gestattet es Ihnen, an Aufgaben näher heranzureichen, und bietet zugleich ein schnelleres und höheres Anheben.

AP Sitzneigung.

Die Neigungs- und Liegefunktionen wurden durch die AP Neigungsfunktion ergänzt, die Sie bei Transfers unterstützt, zu einer größeren funktionellen Reichweite beiträgt und es Ihnen ermöglicht, näher an einen Tisch oder Arbeitsplatz heranzureichen.

Niedrige Sitzhöhe.

Die relativ niedrige Sitzhöhe und Neigungsfunktion nach vorne sind praktische Funktionen in Ihrem Alltag.

Comfort Ride.™

Ein höheres Maß an Komfort, drinnen wie draußen. Das spart Ihnen Kraft für die wichtigen Dinge im Leben.



Wenn Sie weniger als 100 kg wiegen und die Option 8 km/h Höchstgeschwindigkeit wählen, kann der Stuhl ohne Antikippstuetzen geliefert werden.



Personalisieren Sie den Rollstuhl mit Ihrer Lieblingsfarbe.



Reifen in schwarz

Sie können zwischen Luftreifen oder Vollgummireifen wählen. KLEINES FORMAT. GROSSE WIRKUNG.

TECHNISCHE DATEN

| Länge Chassis exkl./inkl. Kippschutz | 915/1015 mm |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Länge inkl. Sitz | 1140 mm |
| Breite Chassis | 610 mm |
| Breite inkl. Sitz | 610-790 mm |
| Höhe | 970-1170 mm |
| Mindesttransportlänge exkl. Kippschutz | 790 mm |
| Mindesttransportlänge inkl. Kippschutz | 890 mm |
| Mindesttransporthöhe | 825 mm |
| Sitzhöhe | 450 mm |
| Sitzhöhe mit elektr. Sitzhub | 450-750 mm (Deutschland: Nur auf 18.99.06.1xx) |
| Gewicht inkl. Batterien 60/73 AH | 175/184 kg |
| Gewicht der Batterien 60/73 AH | 2x19 kg/2x23 kg |
| Benutzergewicht max. | 150 kg |
| Sitzbreite | 420-570 mm (je 50 mm) |
| Sitztiefe | 370-570 mm (je 25 mm) |
| Rückenlehnenbreite | 360/410/460/510 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 470, 545-670 mm (in 25 mm Stufen) |
| Abstand zwischen Armauflagen | 380-480/480-580 mm |
| Armauflage Höhe | 185-320 mm |
| | |

| Reichweite | 25-30 km* |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Höchstgeschwindigkeit | 8/10 km/h (Deutschland, HMV: 6 km/h) |
| Wenderadius (ISO 7176-5) | 675 mm |
| Wenden im Flur | 1040 mm |
| Hindernishöhe | 60/75 mm |
| Federung | Ja |
| Electronics R-net | 120 A |
| Elektrischer Sitzhub | 0-300 mm (Deutschland: Nur auf 18.99.06.1xxx) |
| Neigungswinkel elektr. verstellbar (nach hinten) | 50° |
| Neigungswinkel elektr. verstellbar (nach vorne) | 10°/20°/30°** (Deutschland: Nur auf 18.99.06.1xxx) |
| Elektr. Beinstützenwinkel – verstellbar | 90-180° |
| Elektr. Rückenlehnenwinkel – verstellbar | 85°-150°/180°*** |
| Man. Rückenlehnenwinkel – verstellbar | 120° |
| Crash-getestet ISO 7176-19, Permolock C3 | Ja, max 136 kg |
| Crash-getestet ISO 10542-3, Gurte | Ja, max 150 kg |
| EN12182/EN12184 CE | Ja |
| Gewährleistung | 2 Jahre |

reite kann eingegrenzt werden, wenn der Rollstuhl häufig an Hängen, auf unebenem Untergrund oder zum Hochsteigen von Bordsteinkanten genutzt wird. ***Abhängig von der Höhe der Rückenlehne. **Bei 20° oder 30° sind spezielle Beinstützen erforderlich.

ELEKTRISCHE FUNKTIONEN



Neigungswinkel verstellbar (nach vorne)



Neigungswinkel verstellbar (nach hinten)



Sitzhub



Beinstützenverstellung



Rückenlehnenverstellung

FARBEN



SUNBURST ORANGE RADIANT RED





POWER PINK





GALACTIC GREEN





BEZÜGE

KUNSTLEDER



SCHWARZER STOFF

Diese technischen Daten sind abhängig von der Ausstattung des Rollstuhls. Für weitere Informationen, die in diesem Datenblatt nicht aufgeführt sind, beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung, die auf der Permobil Website heruntergeladen werden kann, oder kontaktieren Sie die Permobil Zentrale in Ihrem Land.

