

Datum		Bestellnummer	
Kunde		Kontakt	
Kunde telefon		Kontakt telefon	
Kunden E-mail		Kontakt E-mail	
Anwender		Kontakt HD Rehab	

- Das Bestellblatt ist für einen einzelnen Rollstuhl in der definierten Ausstattung zuzüglich etwaigem Zubehör vorgesehen.
- Alle Teile, die in der Standardkonfiguration des HD Balance enthalten sind, werden mit einem Kontrollkästchen mit fettem Rahmen (☒) versehen. Ihr Rollstuhl wird in dieser Ausführung geliefert, sofern Sie nichts Anderweitiges wählen.
- Für weitere Informationen betreffend der Ausstattung und Zubehör ist das Bestellinformationsblatt (dok. nr. 95715-1) heranzuziehen oder jedes spezielle Informationsblatt. Sind detailliertere Informationen erforderlich, können Sie die Gebrauchsanleitung oder Montageanleitungen auf hdrehab.com abrufen.

1. GRUNDMODELL

Info Blatt 95937-1 Chassis

	Sitzbreite	Standard	verstärkte Ausführung
HD Balance 24	38	☒ 60210-6	☐ 60220-6
Selbstfahrermodell	42	☒ 60310-6	☐ 60320-6
Sitztiefe 43-52 cm	46	☒ 60410-6	☐ 60420-6
(mit Sitzkissen)	50	☒ 60510-6	☐ 60520-6
HD Balance 24	38	☒ 60215-6	☐ 60225-6
Selbstfahrermodell	42	☒ 60315-6	☐ 60325-6
Verlängert Sitztiefe 48-57 cm	46	☒ 60415-6	☐ 60425-6
(mit Sitzkissen)	50	☒ 60515-6	☐ 60525-6
HD Balance 16	38	☒ 60250-6	☐ 60260-6
Schiebmodell	42	☒ 60350-6	☐ 60360-6
Sitztiefe 43-52cm	46	☒ 60450-6	☐ 60460-6
(mit Sitzkissen)	50	☒ 60550-6	☐ 60560-6
HD Balance 16	38	☒ 60255-6	☐ 60265-6
Schiebmodell	42	☒ 60355-6	☐ 60365-6
Verlängert Sitztiefe 48-57 cm	46	☒ 60455-6	☐ 60465-6
(mit Sitzkissen)	50	☒ 60555-6	☐ 60565-6



2. REIFEN & LENKRÄDER

Info Blatt 95938-1 *Wheels*

		Modell 24	Modell 16
Reifen PUR (Polyurethan) <i>Vollgummireifen mit Alu-Greifreifen</i>	☒	(67505-1)	(67551-1)
Reifen Flexel <i>Vollgummireifen mit Alu-Greifreifen</i>	☐	67506-8	67552-8
Reifen Luft <i>Mit Alu-Greifreifen</i>	☐	67507-8	67553-8



Lenkräder 175 x 43mm	☒	(67310)
Lenkräder 175 x 28mm	☐	67336-8
Lenkräder 125 x 27mm <i>Mit langer Lenkgabel</i>	☐	67318-8
Lenkräder Flexel 200 x 50mm <i>Konflikt mit 90° Beinstützenwinkel</i>	☐	67338-8
Lenkräder 200 x 28mm <i>Konflikt mit 90° Beinstützenwinkel</i>	☐	67337-8



3. GREIFREIFEN (HD Balance 24)

Info Blatt 95938-1 *Wheels*


Aluminium	☒	(15491)
Edelstahl	☐	15492-8
Softgrip, Kunststoffbezug	☐	15493-8



4. SCHIEBEBÜGEL / SCHIEBEGRIFFE

Info Blatt 95939-1 *Push bar / Handles / Caregiver brakes*

Schiebebügelhalter, standard, links und rechts <i>Mit Bremshebel</i>	☒	(62330-1, 62330-2)
Schiebebügelhalter, verlängert +12cm, l. und r. <i>Mit Bremshebel. Längere Kabel für Bremsen, Sitzneigung und Rückenlehne sind im Lieferumfang enthalten.</i>	☐	62330-8
Schiebebügelhalter, Winkelverstellbar, l. und r. <i>Mit Bremshebel</i>	☐	62390-8



		sb38	sb42	sb46	sb50
Schiebebügel, standard	☒	(62341-1)	(63341-1)	(64341-1)	(65341-1)
Schiebebügel, verlängert +8cm	☐	62342-8	63342-8	64342-8	65342-8
Schiebebügel, verlängert gekröpft <i>Nicht in Kombination mit Schiebebügelhalter verlängert oder verstellbarer Winkel</i>	☐	62343-8	63343-8	64343-8	65343-8
Einzelschiebegriffe, Paar <i>Nicht in Kombination mit verstellbarer Winkel</i>	☐	10290-8			



5. SITZKISSEN

 Info Blatt 95940-1 *Seat cushions*

		sb38	sb42	sb46	sb50
Sitzkissen standard, Grau	☐	68201	68301	68401	68501
Sitzkissen standard, Schwarz	☐	68203	68303	68403	68503
Sitzkissen standard, Hygiene	☐	68204	68304	68404	68504
Sitzkissen verl. +5cm, Grau	☐	68205	68305	68405	68505
Sitzkissen verl. +5cm, Schwarz	☐	68207	68307	68407	68507
Sitzkissen verl. +5cm, Hygiene	☐	68208	68308	68408	68508
<i>(für verlängerten Sitzrahmen)</i>					
Elastischer Kissenüberzug, Inkontinenzfest	☐ st	49206	49306	49406	49506
Elastischer Kissenüberzug +5cm, Inkont.	☐ st	49208	49308	49408	49508




Elastische Sitzbezüge werden über den vorhandenen Bezug gezogen. Alle elastischen Sitzbezüge sind aus schwarzem Tuch.

6. RÜCKENSYSTEM

 Info Blatt 95941-1 *Backrest systems*

		sb38	sb42	sb46	sb50
Flexi Back standard	☐	62250	63250	64250	65250
Flexi Back Rückenlehne +10cm	☐	62255	63255	64255	65255
Feste Rückenplatte standard	☐	62260	63260	64260	65260
Feste Rückenplatte +10cm	☐	62265	63265	64265	65265
Rückenkeil	☐	69698-1			



Schiebt das Rückenpolster einseitig nach vorne. Info 95958-1.

Beachten Sie, dass Sie unter Punkt 15 ein breiteres oder schmaleres Rückensystem wählen können.


7. RÜCKENKISSEN

Info Blatt 95941-1 *Backrest systems*

		sb38	sb42	sb46	sb50
Rückenkissen standard, Grau	☐	68281	68381	68481	68581
Rückenkissen standard, Schwarz	☐	68291	68391	68491	68591
Rückenkissen standard, Hygiene <i>mit Seitenstützflügeln</i>	☐	68282	68382	68482	68582




Rückenkissen flach, Grau	☐	68285	68385	68485	68585
Rückenkissen flach, Schwarz	☐	68295	68395	68495	68595
Rückenkissen flach, Hygiene <i>ohne Seitenstützflügeln</i>	☐	68286	68386	68486	68586



Rückenkissen std verlängert (+10cm), Grau	☐	68283	68383	68483	68583
Rückenkissen std verlängert (+10cm), Schwarz	☐	68293	68393	68493	68593
Rückenkissen std verlängert (+10cm), Hygiene <i>mit Seitenstützflügeln</i>	☐	68284	68384	68484	68584



Rückenkissen flach verlängert (+10cm), Grau	☐	68287	68387	68487	68587
Rückenkissen flach verl. (+10cm), Schwarz	☐	68297	68397	68497	68597
Rückenkissen flach verlängert (+10cm), Hygiene <i>ohne Seitenstützflügeln</i>	☐	68288	68388	68488	68588



8. BEINSTÜTZEN

Info Blatt 95933-1 Leg rests

	Links	Rechts
Beinstützen winkelverstellbar, Standardlänge	☐ 62725	☐ 62720
Beinstützen winkelverstellbar, kurz	☐ 62721	☐ 62722
Beinstützen winkelverstellbar, lang	☐ 62723	☐ 62724
Amputationsbeinstütze <i>Winkelverstellbar mit Wadenstütze</i>	☐ sb38 - 62771 sb42 - 63771 sb46 - 64771 sb50 - 65771	☐ sb38 - 62772 sb42 - 63772 sb46 - 64772 sb50 - 65772
Beinstützen fix 90°, standard	☐ 63758-1	☐ 63758-2
Beinstützen fix 90°, kurz	☐ 63758-5	☐ 63758-6
Beinstützen fix 90°, lang	☐ 63758-3	☐ 63758-4
Beinstützen fix 105°, standard	☐ 63759-1	☐ 63759-2
Beinstützen fix 105°, kurz	☐ 63759-5	☐ 63759-6
Beinstützen fix 105°, lang	☐ 63759-3	☐ 63759-4
Beinstützen winkelverstellbar, abkoppelbar, std	☐ 63725	Version für rechte Seite auf Anfrage
Beinstützen winkelverstellbar, abkoppelbar, kurz	☐ 63721	
Beinstützen winkelverstellbar, abkoppelbar, lang	☐ 63723	
<i>Einseitige Beinstützenwinkelverstellung für einteilige Fußstütze / Wadenstütze / Fußbox</i>		



9. WADENSTÜTZE

Info Blatt 95934-1 Calf supports



	sb38	sb42	sb46	sb50
Geteilte Wadenstütze, links	☐ 62801	63801	64801	65801
Geteilte Wadenstütze, rechts	☐ 62802	63802	64802	65802
Geteilte Wadenstütze, +30mm extra tief, links	☐ 62803	63803	64803	65803
Geteilte Wadenstütze, +30mm extra tief, rechts	☐ 62804	63804	64804	65804
Geteilte Wadenstütze, +50mm extra tief, links	☐ 62805	63805	64805	65805
Geteilte Wadenstütze, +50mm extra tief, rechts	☐ 62806	63806	64806	65806
Durchgehendes Wadenstütze	☐ 62811	63811	64811	65811
Durchgehendes Wadenstütze, +30mm extra	☐ 62812	63812	64812	65812
<i>Auskupplungsmechanismus für Kniewinkelverstellung bei Bedarf separat bestellen</i>				
Wadenpolster	☐	63891	65891	
Wadenband	☐	63892		
Klammer für Wadenpolster / Wadenband, 2 st	☐	63895		



10. FUßSTÜTZE









Info Blatt 95935-1 Footrests

		sb38	sb42	sb46	sb50
Geteilte Fußstütze, standard, links	☐	62909	63909	64909	65909
Geteilte Fußstütze, standard, rechts	☐	62908	93908	64908	65908
Geteilte Fußstütze, verkürzt, links	☐	62903	63903	64903	65903
Geteilte Fußstütze, verkürzt, rechts	☐	62904	63904	64904	65904
In Verbindung mit Beinstützen gekürzt					
Durchgehende Fußstütze, standard	☐	62951	63951	64951	65951
Auskuppelungsmechanismus für Kniewinkelverstellung bei Bedarf separat bestellen					
Durchgehende Fußstütze, verkürzt	☐	62953	63953	64953	65953
In Verbindung mit Beinstützen verkürzt Auskuppelungsmechanismus für Kniewinkelverstellung bei Bedarf separat bestellen					
Fußschale, standard	☐	62981	63981	64981	65981
Auskuppelungsmechanismus für Kniewinkelverstellung bei Bedarf separat bestellen					
Fußschale, verkürzt	☐	62982	63982	64982	65982
In Verbindung mit Beinstützen verkürzt Auskuppelungsmechanismus für Kniewinkelverstellung bei Bedarf separat bestellen					
Polster für geteilte Fußstütze	☐	62991-1		64991-1	
Satz 2 st, für zweiteilige Fussplatte					
Polster, einteilig	☐	62993-1	63993-1	64993-1	65993-1
Für durchgehende Fußstütze oder Fußschale					
Beinschutzpolster, links	☐	65987			
Beinschutzpolster, rechts	☐	65986			
In Verbindung mit Beinstützen standard					
Montage des Beinschutzpolsters	☐	65987-8			
Fersenband, satz 2 st	☐	62995-1			
Für zweiteilige Fussplatte					
Montage Fersenband	☐	62995-8			



11. ARMLEHNEN

Info Blatt 95936-1 Armrests

	Links	Rechts		
Armlehne Standard	☐ 62401	☐ 62402		
Armlehne mit breiter Armauflage	☐ 63401	☐ 63402		
Seitliche Stützpolsterung, paar	☐ 69685			
Niedrige Armlehne	☐ 62405	☐ 62406		
Niedrige Armlehne mit breitem Armauflage	☐ 63405	☐ 63406		
Armlehne Standard mit Keilpolster 7°	☐ 62411	☐ 62412		
Armlehne, breite Armauflage mit Keilpolster 7°	☐ 63411	☐ 63412		
Armlehne Standard mit Keilpolster 4°	☐ 62413	☐ 62414		
Armlehne breite Armauflage mit Keilpolster 4°	☐ 63413	☐ 63414		
Armrest Standard mit langer Seitenstütze	☐ 62415	☐ 62416		
Armrest breite Armauflage mit langer Seitenstütze	☐ 63415	☐ 63416		
Winkelverstellbare Hemiplegie-Armlehnen, Hoch	☐ 63491	☐ 63492		
Winkelverstellbare Hemiplegie-Armlehnen, Niedrig	☐ 63493	☐ 63494		
Seitenstütze Standard mit Pfosten, ohne Armpolster	☐ 62451-1	☐ 62451-2		
Abrutschsicherung für Armpolster, standard	☐ 62471	☐ 62472		
Abrutschsicherung für breites Armpolster	☐ 63471	☐ 63472		
Montage Abrutschsicherung	☐ 62471-8			
Armlehnenverriegelung, beidseits <i>Verriegelt die Armlehnen am Sitzrahmen</i>	☐ 62459			
Armlehnenverriegelung, beidseits montiert	☐ 62459-8			

SONDERAUSFÜHRUNG


Sonderausführungen von Rollstühlen des Modells HD Balance müssen einer Risikobeurteilung unterzogen werden. Beurteilen Sie, ob für den aktuellen Anwender durch die Umrüstung ein erhöhtes Kipp- und/oder Quetschrisiko besteht. Liegt ein erhöhtes Risiko vor, muss entschieden werden, ob die Sonderausführung trotzdem begründet ist. **Vergessen Sie nicht, Betroffene unbedingt über diese Risiken zu informieren.**

12. BALANCE


Info Blatt 95942-1 Balance Point

Vorversetzte Sitzeinheit ☐ 67056-8 *Siehe Dokument 95758, 95759
& siehe Risikoinformationen 95707-2*

Rückversetzte Sitzeinheit ☐ 67057-8



Rückversetzte Antriebsräder (5 cm nach hinten) ☐ 67551-8




13. SITZHÖHE UND SITZTIEFE

Info Blatt 95943-1 Seat height, 95937-1 Chassis

Anhebung der Sitzhöhe +5 cm ☐ 67052-8 *Siehe Dokument 95758-1,
95759-1 & siehe
Risikoinformationen 95707-2*

Absenkung der Sitzhöhe -3 cm ☐ 67053-8




20" Räder am HD-Balance 24 ☐ 67515-8
Absenkung der Sitzhöhe -4 cm
PUR ☐ 67516-8
Flexel ☐ 67518-8
Luft ☐ 67334-8

125x27 Räder am HD-Balance 24 ☐ 67334-8
Nur in Verbindung mit 20" Hinterrad Auswahlbar



Rückenlehnendistanzen, Set 4 Stück ☐ 69791-5 *Sehe Risikoinformationen
95707-2*
Kann auf Wunsch einseitig montiert werden

Rückenlehnendistanzen montiert ☐ 69791-8



14. SITZ- UND RÜCKENWINKELVERSTELLUNG

Info Blatt 95944-1 *Seat tilt and Back recline*

Sehe *Risikoinformationen* dok. 95707-2. Standardkonfiguration: Sitz 0° - 20°, Rücken 90° - 120°.

Sitzneigung -5° - 20°

Erlaubt 5° Neigung nach vorne

☐ 67820-8

Größere Sitzneigung 0° - 30°

Beachten Sie, dass das Antriebsrad in der hinteren Position montiert sein muss



☐ 67823-8

Größere Sitzneigung -5° - 30°

Erlaubt 5° Neigung nach vorne

Beachten Sie, dass das Antriebsrad in der hinteren Position montiert sein muss

☐ 67824-8




Größerer Rückenwinkel 90° - 135°

Beachten Sie, dass das Antriebsrad in der hinteren position montiert sein muss

☐ 67705-8

Feststellbarer Rückenwinkel

☐ 62369-8



Rückenwinkel fest

Hebel + Gasfeder für die Wiedermontage sind nicht in der Lieferumfang enthalten

☐ 67707-8

Grad bei Lieferumfang (90° - 105° möglich):

☐

15. GRÖßERE ODER REDUZIERTE RÜCKENBREITE

Info Blatt 95945-1 *Back System - increased or decreased width*

Breiteres Rückensystem +4 cm mit breiterem Kissen

☐

sb38

63298-8

sb42

64298-8

sb46

65298-8

sb50

Auf Anfrage



Breiteres Rückensystem +8 cm mit breiterem Kissen

☐

64299-8

65299-8

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Führt zu einer gewissen einschränkung der Höheneinstellung der Rückenlehne und der tiefeinstellung der Armlehne

Schmäleres Rückensystem -4 cm mit schmalerem Kissen

☐

Auf Anfrage

62297-8

63297-8

64297-8



16. AUSFÜHRUNG FÜR STARK BELASTENDE ANWENDER

Info Blatt 95946-1 *Configurations for severe load*

Federnder Rücken

Sowohl für verstellbare als auch für feste Rücken

☐

Verstellbare - 67702-8

Feste - 67708-8



17. BREMSEN, SPEZIALVARIANTEN

Info Blatt 95947-1 *Brakes, Special versions*

Anwenderbremse für modell 16

☐

67130-8

Anwenderbremse mit verlängertem Hebel für modell 24

☐

67115-8



18. REDUZIERTE AUSSENMASSE

Info Blatt 95938-1 *Wheels, 95719-1 Measures*

Kurze Lenkradbolzen

Reduziert die Gesamtbreite (in Kombination mit enge Position für Greifreifen)

☐


67231-8

Enge Position für Greifreifen

Reduziert die Gesamtbreite; der Greifreifen kann nicht umfasst werden

☐

15499-8



ZUBEHÖR

19. KOPFSTÜTZE UND NACKENSTÜTZE


Info Blatt 95932-1 Headrest / Neck rest

	Grau	Schwarz	Hygiene
Kopfstütze Basic	☐ 69108-1	☐ 69108-3	☐ 69108-2
Kopfstütze Side, seitlich verstellbar	☐ 69101-1	☐ 69101-3	☐ 69101-2
Kopfstütze Side+ <i>Mit Halterungen, kopfpelotten sind separat zu bestellen</i>	☐ 69104-1	☐ 69104-3	☐ 69104-2
Kopfpelotte Vario <i>Verstellbarer winkel</i>	☐ st 69182-1	☐ st 69182-3	☐ st 69182-2
Kopfpelotte Fix <i>Fester winkel</i>	☐ st 69181-1	☐ st 69181-3	☐ st 69181-2
Kopfstützenüberzug <i>Schwarz Trevira</i>		☐ st 49911	
Nackenstütze Side	☐ 69111-1	☐ 69111-3	☐ 69111-2
Nackenstütze Side+ <i>Mit Halterungen, kopfpelotten sind separat zu bestellen</i>	☐ 69114-1	☐ 69114-3	☐ 69114-2
Kopfpelotte für Nackenstütze, Vario <i>Verstellbarer winkel</i>	☐ st 69191-1	☐ st 69191-3	☐ st 69191-2
Montagegange verlängert +10cm	☐ 12780-1		




20. RUMPFPELOTEN & SCHULTERSTÜTZE

Info Blatt 95931-1 Thoracic support, 95954-1 Shoulder support

		Grau	Schwarz	Hygiene	
Standard, Schmale Position		☐ st 69301-1	☐ st 69301-3	☐ st 69301-2	
Standard, Breite Position		☐ st 69302-1	☐ st 69302-3	☐ st 69302-2	
Einstellbar Kurz		☐ st 69311-1	☐ st 69311-3	☐ st 69311-2	
Einstellbar Lang		☐ st 69312-1	☐ st 69312-3	☐ st 69312-2	
Einstellbar Mini			☐ st 69332-3		
Wegschwenkbar Standard, Schmale Position	links rechts	☐ st 69305-1 ☐ st 69306-1	☐ st 69305-3 ☐ st 69306-3	☐ st 69305-2 ☐ st 69306-2	
Wegschwenkbar Standard Breite Position	links rechts	☐ st 69307-1 ☐ st 69308-1	☐ st 69307-3 ☐ st 69308-3	☐ st 69307-2 ☐ st 69308-2	
Wegschwenkbar Einstellbar Kurz Schmale Position	links rechts	☐ st 69315-1 ☐ st 69316-1	☐ st 69315-3 ☐ st 69316-3	☐ st 69315-2 ☐ st 69316-2	
Wegschwenkbar Einstellbar Kurz Breite Position	links rechts	☐ st 69317-1 ☐ st 69318-1	☐ st 69317-3 ☐ st 69318-3	☐ st 69317-2 ☐ st 69318-2	
Wegschwenkbar Einstellbar Lang Schmale Position	links rechts	☐ st 69325-1 ☐ st 69326-1	☐ st 69325-3 ☐ st 69326-3	☐ st 69325-2 ☐ st 69326-2	
Wegschwenkbar Einstellbar Lang Breite Position	links rechts	☐ st 69327-1 ☐ st 69328-1	☐ st 69327-3 ☐ st 69328-3	☐ st 69327-2 ☐ st 69328-2	
Wegschwenkbar, Standard Mini	links rechts	☐ st 69323-1 ☐ st 69323-2	☐ st 69323-3		
Wegschwenkbar, Einstellbar, Mini, schmale Position	links rechts	☐ st 69323-1 ☐ st 69323-2	☐ st 69323-3		
Halterung für Rumpfstütze		☐ st 69351-1			
Montage Rumpfstütze		☐ 69351-8			
Schulterstütze, Wegschwenkbar, komplett mit Halterung	links rechts	☐ 69201-3 ☐ 69202-3			
Montage Schulterstütze		☐ 69201-8			

21. ABDUKTIONSKEIL

Info Blatt 95948-1 *Pommels*

Abduktionskeil, klein	☐	69605-2	
Abduktionskeil, groß	☐	69606-2	
Abduktionskeil vorgelagert, klein	☐	69615-2	
Abduktionskeil vorgelagert, groß	☐	69616-2	
Halterung für Abduktionskeil	☐	69620-1	
Abduktionskeil montiert	☐	69620-8	

22. TISCH

Info Blatt 95930-1 *Tray tables*

		sb38	sb42	sb46	sb50	
Tisch, PC (rauchfarben)	☐	69521	69531	69541	69551	
Tisch, PC (rauchfarben) mit Polsterung	☐	69522	69532	69542	69552	
Tisch Holz (Eiche)	☐	69525	69535	69545	69555	
Tisch Holz (Eiche) mit polsterung	☐	69526	69536	69546	69556	
Gepolsteter Tisch	☐	69596		69598		
Halbseitentherapietisch (Eiche)	links ☐	69581	rechts ☐	69582		
Halterung für Tisch, 2 st	☐	69515-1				
Halterung für Tisch, Verriegelung, 2 st	☐	69515-5				
Halterung für Halbseiten-therapietisch, Verriegelung	links ☐	69585-1	rechts ☐	69585-2		
Tischhalterungen montiert	☐	69515-8				

23. POSITIONIERUNGSGURT

Info Blatt 95906-1 Pos. belt, 95949-1 Belt mounts, 95959-1 Harness mounts

Positionierungsgurt 2 Befestigungspunkte ☐ 13545
Bestellen Sie 1 Satz Befestigung für Gurt separat



Positionierungsgurt 4 Befestigungspunkte ☐ 13546
Bestellen Sie 2 Satz Befestigung für Gurt separat



Befestigung für Gurt, 2 st ☐ satz 69710-1


Montage der Befestigung ☐ 69710-8



Gurthalter für Flexi-Back, paar ☐ 69720-5
Mit halterung für die unteren gurte

Gurthalter für Rückenplatte, paar ☐ 69730-5
Mit halterung für die unteren gurte

Montage Gurthalter ☐ 69720-8 (Flexi)
69730-8 (Solid)




24. SPEICHENSCHUTZ & RADABDECKUNGEN

Info Blatt 95938-1 Wheels

Speichenschutz modell 24, paar ☐ (24" - 15471, 20" - 15472)

Montage Speichenschutz ☐ 15475-8



Radabdeckungen modell 16, paar ☐ 15690

Montage Radabdeckungen ☐ 15690-8



25. ELEKTRISCHE FUNKTIONEN

Info Blatt 95951-1 Electrical functions

Elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung ☐ 69801-8
Nur in Verbindung mit Standardverstellbereichen
0-20° (Sitz) und 90-120° (Rücken)

Elektrische Sitzwinkelverstellung ☐ 69802-8
Nur in Verbindung mit
Standardverstellbereichen 0-20° (Sitz)



26. ANDERE ZUBEHÖR

Kissen zur Sitzverengung, paar <i>Reduziert die Sitzbreite um 1 cm pro Seite. Info Blatt 95937-1.</i>	☐	69680	
Abstandshalter für Seitenstütze, paar <i>Reduziert die Sitzbreite um 1 cm pro Seite. Info Blatt 95937-1.</i>	☐	62458-1	
Abstandshalter für Seitenstütze montiert	☐	62458-8	
Profilstopp <i>Hilft bei der Montage der Kopf-, Nacken und Rumpfstütze in der richtigen Position. Info Blatt 95932.</i>	☐	st 12799	
Taschenhaken <i>Info Blatt 95957-1.</i>	☐	st 13605	
Taschenhaken montiert	☐	13605-8	
Infusionsständer <i>Info Blatt 95956-1 und Risikoinformationen 95707-2.</i>	☐	69760	
Klammer für Infusionsständer	links ☐	69755-1	
	rechts ☐	69755-2	
Infusionsständerhalterung montiert	☐	69750-8	
Halterung für 2 Liter Sauerstoffflasche <i>Info Blatt 95955-1 und Risikoinformationen 95707-2.</i>	☐	56905	
Sauerstoffflaschenhalterung montiert	☐	56904-8	

27. BEMERKUNGEN

