

BESTELLANLEITUNG, HD BALANCE 16 & 24

Datum: Bestellnr:

Besteller: Tel:

Kontakt: Tel:

Geprüft für: Geprüft von:

- Das Bestellblatt ist für einen einzelnen Rollstuhl in der definierten Ausstattung zuzüglich etwaigem Zubehör vorgesehen.
- Alle Teile, die in der Standardkonfiguration des HD Balance enthalten sind, werden mit einem Kontrollkästchen mit fettem Rahmen (■) versehen. Ihr Rollstuhl wird in dieser Ausführung geliefert, sofern Sie nichts Anderweitiges wählen.
- Für weitere Informationen betreffend der Ausstattung und Zubehör ist das Bestellinformationsblatt (Art. Nr.: 95715-2) heranzuziehen oder jedes spezielle Informationsblatt. Sind detailliertere Informationen erforderlich, können Sie die Gebrauchsanleitung oder Montageanleitungen auf der HD-Homepage abrufen.

1. GRUNDMODELL

INFO BLATT: ART. NR. 95937-2

		Sitz- breite	Standard	verstärkte Ausführung	Art. nr. Standard	Art.nr. verstärkte Ausführung
	HD Balance 24 ROLLSTUHL (SITZTIEFE 43-52 CM)	38			60210-6	60220-6
		42			60310-6	60320-6
		46			60410-6	60420-6
		50			60510-6	60520-6
	HD Balance 24 ROLLSTUHL VERLÄNGERT SITZTIEFE (48-57 CM)	38			60215-6	60225-6
		42			60315-6	60325-6
		46			60415-6	60425-6
		50			60515-6	60525-6
	HD Balance 16 ROLLSTUHL (SITZTIEFE 43-52 CM)	38			60250-6	60260-6
		42			60350-6	60360-6
		46			60450-6	60460-6
		50			60550-6	60560-6
	HD Balance 16 ROLLSTUHL VERLÄNGERT SITZTIEFE (48-57 CM)	38			60255-6	60265-6
		42			60355-6	60365-6
		46			60455-6	60465-6
		50			60555-6	60565-6

2. REIFEN & LENKRÄDER

INFO BLATT: ART. NR. 95938-2

		HD Balance 24	Art. nr.	HD Balance 16	Art. nr.
	Reifen PUR Standard GREIFREIFEN ALUMINIUM		67505-1		67551-1
	Reifen Flexel GREIFREIFEN ALUMINIUM		67506-1		67552-1
	Reifen Luft GREIFREIFEN ALUMINIUM		67507-1		67553-1
	Speichenschutz Balance 24" MONTAGE FALLS GEWÜNSCHT UNTEN BESTELLEN	___ St.	15471		
	Montage Speichenschutz Balance 24"		15475-8		
	Lenkräder Standard 175x43 mm		67331		67331
	Lenkräder 175x28 mm		67336		67336

Lenkräder 200x28 mm NICHT IN KOMBINATION MIT 90° BEINSTÜTZENWINKEL	67337	67337
Lenkräder Flexel 200x50 mm	67338	67338
Lenkräder 125x27 mm mit langer Lenkgabel	67318	67318
Reduzierte Spurbreite der Lenkräder REDUZIERT DIE GESAMTBREITE DES ROLLSTUHL IN VERBINDUNG MIT ENG MONTIERTEN GREIFREIFEN. SIEHE INFO BLATT REIFEN, ART. NR. 95938-2	69991-1	69991-1

3. GREIFREIFEN

INFO BLATT: ART. NR. 95938-2

HD
Balance 24 Art. nr.

Aluminium, standard	15491
Edelstahl	15492
Soft Grip	15493
Eng montierte Greifreifen VERRINGERT DIE GESAMTBREITE, DER ANWENDER KANN NICHT SELBST FAHREN	15499-8

4. SCHIEBEBÜGEL / SCHIEBEGRIFFE

INFO BLATT: ART. NR. 95939-2

Links Art. nr. Rechts Art. nr.



Schiebebügelhalter, standard
MIT BREMSHEBEL

62330-1

62330-2

SCHIEBEBÜGELHALTER, VERLÄNGERT +12
CM MIT BREMSHEBEL

62330-5

62330-6

Es werden längere Kabel für Bremsen, die Sitzneigungsfunktion und die Rückenlehnenverstellung benötigt;
in der Bestellung des Rollstuhls enthalten.



Schiebebügelhalter, Winkelverstellbar
MIT BREMSHEBEL

62392-1

62392-2



Schiebebügelhalter einfach
OHNE BREMSHEBEL

AM HD BALANCE 16 WERDEN BEI DIESER KONFIGURATION ANWENDERBREM-
SEN BENÖTIGT; WERDEN BEI LIEFERUNG AM NEUEN ROLLSTUHL MONTIERT

62351-1

62351-2

Schiebebügelhalter einfach verlängert
OHNE BREMSHEBEL

AM HD BALANCE 16 WERDEN BEI DIESER KONFIGURATION ANWENDERBREM-
SEN BENÖTIGT; WERDEN BEI LIEFERUNG AM NEUEN ROLLSTUHL MONTIERT

62351-5

62351-6

Es werden längere Kabel für die Sitzneigungsfunktion und die Rückenlehnenverstellung benötigt; in der
Bestellung des Rollstuhls enthalten.

Sitzbreite



Schiebebügel Standard

38 62341-1

42 63341-1

46 64341-1

50 65341-1



Schiebebügel verlängert
+8 CM

38 62342-1

42 63342-1

46 64342-1

50 65342-1

	Schiebebügel verlängert, gekröpft	38	62343-1
		42	63343-1
	NICHT IN KOMBINATION MIT SCHIEBE-BÜGELHALTER VERLÄNGERT (+12CM)	46	64343-1
	ODER VERSTELLBARER WINKEL	50	65343-1
	Schiebegriffe, Paar		
	NICHT IN KOMBINATION MIT SCHIEBE-BÜGELHALTER VERSTELLBARER WINKEL (UNABHÄNGIG VON DER SITZBREITE)		10295

5. SITZKISSEN

INFO BLATT: ART. NR. 95940-2

5. SITZKISSEN

INFO BLATT: ART. NR. 95940-2

		Grau Trevira	Schwarz Trevira	Hy- giene	Sitzbreite	Art nr Grau	Art nr Schwarz	Art nr Hygiene
	Sitzkissen Standard				38	68201	68203	68204
					42	68301	68303	68304
					46	68401	68403	68404
					50	68501	68503	68504
	Sitzkissen verl. +5cm (FÜR VERLÄNGERTEN SITZRAHMEN)				38	68205	68207	68208
					42	68305	68307	68308
					46	68405	68407	68408
					50	68505	68507	68508
	Elastischer Kissenüberzug SCHUTZÜBERZUG WIRD ÜBER DEN VORHANDENEN BEZUG GEZOGEN SCHWARZ TREVIRA				38		49205	
				___ st	42		49305	
					46		49405	
					50		49505	
	Kissenüberzug Inkontinenzfest SCHUTZÜBERZUG WIRD ÜBER DEN VORHANDENEN BEZUG GEZOGE SCHWARZ TREVIRA				38		49206	
				___ st	42		49306	
					46		49406	
					50		49506	
	Elastischer Kissenüberzug +5 cm SCHUTZÜBERZUG WIRD ÜBER DEN VORHANDENEN BEZUG GEZOGEN SCHWARZ TREVIRA				38		49207	
				___ st	42		49307	
					46		49407	
					50		49507	
	Kissenüberzug Inkontinenzfest +5 cm SCHUTZÜBERZUG WIRD ÜBER DEN VORHANDENEN BEZUG GEZOGE SCHWARZ TREVIRA				38		49208	
				___ st	42		49308	
					46		49408	
					50		49508	
Ohne Sitzkissen								
	Extra Überzug SITZKISSEN STAN-				38	49211	49213	49214
		___ st	___ st	___ st	42	49311	49313	49314
					46	49411	49413	49414
					50	49511	49513	49514
	Extra Überzug SITZKISSEN VERL. +5 CM				38	49215	49217	49218
		___ st	___ st	___ st	42	49315	49317	49318
					46	49415	49417	49418
					50	49515	49517	49518

6. RÜCKENSYSTEM

INFO BLATT: ART. NR. 95941-2

BEACHTEN SIE, DASS SIE UNTER PUNKT 15 UND 16 EIN EXTRABREITES ODER EXTRASCHMALES RÜCKENSYSTEM WÄHLEN KÖNNEN.

		Sitzbreite	Art nr
	Flexi Back Velcro-regulierbar	38	62250
		42	63250
		46	64250
		50	65250
	Flexi Back Velcro-regulierbar, Rückenlehne +10cm	38	62255
		42	63255
		46	64255
		50	65255
	feste Rückenplatte	38	62260
		42	63260
		46	64260
		50	65260
	verlängerte Rückenplatte, Rückenlehne +10cm	38	62265
		42	63265
		46	64265
		50	65265

7. RÜCKENKISSEN

INFO BLATT: ART. NR. 95941-2

7. RÜCKENKISSEN		Grau	Schwarz					
INFO BLATT: ART. NR. 95941-2		Trevira	Trevira	Dartex	Sitzbreite	Art nr Grau	Art nr Schwarz	Art nr Dartex
	Standard geformt MIT SEITENSTÜTZFLÜGELN				38	68281	68291	68282
					42	68381	68391	68382
					46	68481	68491	68482
					50	68581	68591	68582
	flach Standard OHNE SEITENSTÜTZFLÜGELN				38	68285	68295	68286
					42	68385	68395	68386
					46	68485	68495	68486
					50	68585	68595	68586
	geformt verlängert (+10cm) MIT SEITENSTÜTZFLÜGELN				38	68283	68293	68284
					42	68383	68393	68384
					46	68483	68493	68484
					50	68583	68593	68584
	flach verlängert (+10cm) OHNE SEITENSTÜTZFLÜGEL				38	68287	68297	68288
					42	68387	68397	68388
					46	68487	68497	68488
					50	68587	68597	68588
Ohne Rückenkissen								
	Extra Überzug für Standard geformt MIT SEITENSTÜTZFLÜGELN				38	48221	48231	48222
					42	48321	48331	48322
		___ st	___ st	___ st	46	48421	48431	48422
					50	48521	48531	48522
	Extra Überzug für Standard flach OHNE SEITENSTÜTZFLÜGEL				38	48225	48235	48226
					42	48325	48335	48326
		___ st	___ st	___ st	46	48425	48435	48426
					50	48525	48535	48526
	Extra Überzug für geformt verlängert +10 CM MIT SEITENSTÜTZFLÜGELN				38	48223	48233	48224
					42	48323	48333	48324
		___ st	___ st	___ st	46	48423	48433	48424
					50	48523	48533	48524

Extra Überzug	38	48227	48237	48228
für flach verlängert	42	48327	48337	48328
+10 CM	46	48427	48437	48428
OHNE SEITENSTÜTZFLÜGEL	50	48527	48537	48528

8. BEINSTÜTZEN



INFO BLATT: ART. NR. 95933-2	Links	Rechts	Sitzbreite	Art nr Links	Art nr Rechts
	höhenverstellbare Beinstützen kniewinkelverstellbar, Standardlänge			62725	62720
	höhenverstellbare Beinstützen kniewinkelverstellbar, kurze USL			62721	62722
	höhenverstellbare Beinstützen kniewinkelverstellbar, lange USL			62723	62724
	EINSEITENBEDIENUNG DER KNIWINKELVERSTELLUNG (IN VERBINDUNG MIT DURCHGEHENDEM FUSSBRETT ODER DURCHGEHENDER WADENPLATTE)			62733-5	Auf Anfrage
	Amputationsbeinstütze WINKELVERSTELLBAR MIT WADENSTÜ		38	62771	62772
			42	63771	63772
			46	64771	64772
			50	65771	65772
	Beinstützen fix 90° STANDARDLÄNGE			63758-1	63758-2
	Beinstützen fix 90° LANG			63758-3	63758-4
	Beinstützen fix 90° KURZ			63758-5	63758-6
	Beinstützen fix 105° STANDARDLÄNGE			63759-1	63759-2
	Beinstützen fix 105° LANG			63759-3	63759-4
	Beinstützen fix 105° KURZ			63759-5	63759-6
Ohne Beinstützen KEINE WADENSTÜTZE UND FUSSTÜTZE					

9. WADENSTÜTZE

INFO BLATT: ART. NR. 95934-2	Links	Rechts	Sitzbreite	Art nr Links	Art nr Rechts
	geteilte Wadenstütze standard		38	62801	62802
			42	63801	63802
			46	64801	64802
			50	65801	65802
	Geteilte Wadenstütze +30 ZUSÄTZLICH 3 CM TIEFENVERSTELLBAR		38	62803	62804
			42	63803	63804
			46	64803	64804
			50	65803	65804
	Geteilte Wadenstütze +50 ZUSÄTZLICH 5 CM TIEFENVERSTELLBAR		38	62805	62806
			42	63805	63806
			46	64805	64806
			50	65805	65806

	Durchgehendes Wadenstütze	38	62811
	AUSKUPPLUNGSMECHANISMUS FÜR KNI EWINKEL- VERSTELLUNG BEI BEDARF SEPARAT BESTELLEN	42	63811
		46	64811
		50	65811
	Wadenpolster	38-42	63891
	ZWEI GRÖSSEN : SB38-42 UND SB 46-50. OHNE KLAMMER	46-50	65891
	Wadenband EINE GRÖSSE FÜR ALLE SITZBREITEN OHNE KLAMMER		63892
	Klammer für Wadenpolster und Wadenband, 2 st		63895
Ohne Wadenpolster			

10. FUßSTÜTZE

INFO BLATT: ART. NR. 95935-2		Links	Rechts	Sitzbreite	Art nr Links	Art nr Rechts
	Geteilte Fußstütze STANDARDLÄNGE			38	62909	62908
				42	63909	63908
				46	64909	64908
				50	65909	65908
	Geteilte Fußstütze VERKÜRZT IN VERBINDUNG MIT BEINSTÜTZEN VERKÜRZT			38	62903	62904
				42	63903	63904
				46	64903	64904
				50	65903	65904
	Durchgehende Fußstütze STANDARDLÄNGE (HOCHKLAPPBAR) AUSKUPPLUNGSMECHANISMUS FÜR KNI EWINKEL- VERSTELLUNG BEI BEDARF SEPARAT BESTELLEN			38	62951	
				42	63951	
				46	64951	
				50	65951	
	Durchgehende Fußstütze VERKÜRZT (HOCHKLAPPBAR). IN VERBINDUNG MIT BEINSTÜTZEN VERKÜRZT AUSKUPPLUNGSMECHANISMUS FÜR KNI EWINKEL- VERSTELLUNG BEI BEDARF SEPARAT BESTELLEN			38	62953	
				42	63953	
				46	64953	
				50	65953	
	Fußschale STANDARD AUSKUPPLUNGSMECHANISMUS FÜR KNI EGELLENK BEI BEDARF SEPARAT BESTELLEN			38	62981	
				42	63981	
				46	64981	
				50	65981	
	Fußschale VERKÜRZT IN VERBINDUNG MIT BEINSTÜTZEN VERKÜRZT AUSKUPPLUNGSMECHANISMUS FÜR KNI EWINKEL- VERSTELLUNG BEI BEDARF SEPARAT BESTELLEN			38	62982	
				42	63982	
				46	64982	
				50	65982	
	Beinschutzpolster				65987	65986
Montage des Beinschutzpolsters					65987-8	
	Fersenband SATZ 2 STK, FÜR ZWEITEILIGE FUSSPLATTE EIN MODELL FÜR ALLE BREITEN				62995-1	
Montage Fersenband, 2 Stk					62995-8	
	Polster für geteilte Fußstütze 2 STK			38-42	62991-1	
				46-50	64991-1	



Polster für durchgehende Fußstütze
oder Fußschale

38	62993-1
42	63993-1
46	64993-1
52	65993-1

Ohne Fußstütze

11. ARMLEHNEN

INFO BLATT: ART. NR. 95936-2

Links

Rechts

Art nr
LinksArt nr
Rechts

Armlehne Standard
MIT GEPOLSTERTEN SEITENTEILEN

62401	62402
-------	-------



Armlehne mit breiter Armauflage
MIT GEPOLSTERTEN SEITENTEILEN

63401	63402
-------	-------




niedrige Armlehne
MIT GEPOLSTERTEN SEITENTEILEN

62405	62406
-------	-------



niedrige Armlehne, mit breitem
Armauflage
MIT GEPOLSTERTEN SEITENTEILEN

63405	63406
-------	-------



Armlehne mit breitem
Keilpolster
STANDARDHÖHE

62411	62412
-------	-------




Armlehne mit schmalem Keilpolster
STANDARDHÖHE

62413	62414
-------	-------



Armlehne, breite Armauflage, breiter
Keilpolster
STANDARDHÖHE

63411	63412
-------	-------



Armlehne, breite Armauflage,
schmalem Keilpolster
STANDARDHÖHE

63413	63414
-------	-------



Keilformiger Seitenteil breit
7.0CM

63441-1	63442-1
---------	---------



Keilformiger Seitenteil schmal
5.5CM

63451-1	63452-1
---------	---------



Abrutschsicherung für
Armpolster

62471	62472
-------	-------



Abrutschsicherung für breites
Armlehnenpolster

63471	63471
-------	-------

Montage Abrutschsicherung

62471-8



winkelverstellbare Hemiplegie-
Armlehnen, Hoch

63491	63492
-------	-------



winkelverstellbare Hemiplegie-
Armlehnen, niedrig

63493	63494
-------	-------



Armlehnenverriegelung,
beidseits

62459

Armlehnenverriegelung,
beidseits montiert

62459-8

Ohne Armlehnen

SONDERAUSFÜHRUNG

Sonderausführungen von Rollstühlen des Modells HD Balance müssen einer Risikobeurteilung unterzogen werden. Beurteilen Sie, ob für den aktuellen Anwender durch die Umrüstung ein erhöhtes Kipp- und/oder Quetschrisiko besteht. Liegt ein erhöhtes Risiko vor, muss entschieden werden, ob die Sonderausführung trotzdem begründet ist. Vergessen Sie nicht, **Betroffene unbedingt über diese Risiken zu informieren!**

12. BALANCE

INFO BLATT: ART. NR. 95942-2

	Art nr	
Vorversetzte Sitzeinheit (SCHWERPUNKT WIRD VORVERSETZT)	67056-8	SIEHE DOKUMENT 95758, 95759 & Sehe Risikoinformationen dok. 95707-2
Rückversetzte Sitzeinheit (SCHWERPUNKT WIRD RÜCKVERSETZT)	67057-8	
Rückversetzte Antriebsräder UM 5 CM NACH HINTEN VERSETZT	67551-8	

13. SITZHÖHE

INFO BLATT: ART. NR. 95943-2

		Art nr	
Anhebung der Sitzhöhe +5 cm		67052-8	SIEHE DOKUMENT 95758, 95759 & Sehe Risikoinformationen dok. 95707-2
Absenkung der Sitzhöhe -3 cm NICHT IM KOMBINATION MIT VERSTÄRKTE SITZNEIGUNG		67053-8	
	PUR	67515-1	
20" Räder am HD-Balance 24 Absenkung der Sitzhöhe -4cm	Flexel	67516-1	
	Luft	67517-1	
125x27 mm Räder am HD-Balance mit kurzer Lenkgabel NUR IN VERBINDUNG MIT 20" HINTERRAD AUSWÄHLBAR	PUR	67315	
 Speichenschutz 20" Rad	___ st	15472	
Montage Speichenschutz Balance 20"		15475-8	
 Rückenlehnendistanzen, 3 cm zur Sitztiefenverkürzung, Set 4 Stück		69791-5	Sehe Risikoinformationen dok. 95707-2
Rückenlehnendistanzen, 3 cm zur Sitztiefenverkürzung, montiert		69791-8	

14. SITZ- UND RÜCKENWINKELVERSTELLUNG

INFO BLATT: ART. NR. 95944-2

		Art nr	
STANDARD: SITZ 0-20°, RÜCKEN 90-120°			
Sitzneigung -5° - 20° ERLAUBT 5° NEIGUNG NACH VORNE		67820-8	Sehe Risikoinformationen dok. 95707-2
Größere Sitzneigung 0° - 30° BEACHTEN SIE, DASS DAS ANTRIEBSRAD IN DER HINTEREN POSITION MONTIERT SEIN MUSS!		67823-8	Sehe Risikoinformationen dok. 95707-2
Größere Sitzneigung -5° - 30° ERLAUBT 5° NEIGUNG NACH VORNE. BEACHTEN SIE, DASS DAS ANTRIEBSRAD IN DER HINTEREN POSITION MONTIERT SEIN MUSS!		67824-8	Sehe Risikoinformationen dok. 95707-2
größerer Rückenwinkel 90° - 135° BEACHTEN SIE, DASS DAS ANTRIEBSRAD IN DER HINTEREN POSITION MONTIERT SEIN MUSS		67705-8	Sehe Risikoinformationen dok. 95707-2
Rückenwinkel fest (90-105°) DER NICHT VERSTELLBARE WINKEL BLEIBT ZWISCHEN 90°-105° EINSTELLBAR. HEBEL + GASFEDER FÜR DIE WIEDERMONTAGE SIND NICHT IN DER LIEFERUNG ENTHALTEN.			_____ Grad bei Lieferung (90-105 möglich)

15. GRÖßERE RÜCKENBREITE

INFO BLATT: ART. NR. 95945-2

	Sitz- breite	+4 cm	Art nr	+8 cm	Art nr
Breiteres Rückensystem	38		63298-8		64299-8
MIT KISSEN	42		64298-8		65299-8
FÜHRT ZU EINER GEWISSEN EINSCHRÄNKUNG DER HÖHENEINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE UND DER	46		65298-8		Auf Anfrage
TIEFENEINSTELLUNG DER ARMLEHNE	50		Auf Anfrage		Auf Anfrage

16. REDUZIerte RÜCKENBREITE

INFO BLATT: ART. NR. 95945-2

	Sitz- breite	-4 cm	Art nr
	38		Auf Anfrage
Reduzierte Rückenbreite	42		62297-8
MIT KISSEN	46		63297-8
	50		64297-8

17. AUSFÜHRUNG FÜR STARK BELASTENDE ANWENDER

INFO BLATT: ART. NR. 95946-2

Federnder Rücken SOWOHL FÜR VERSTELLBARE ALS AUCH FÜR FESTE RÜCKEN VERFÜGBAR	-
--	---

18. BREMSEN, SPEZIALVARIANTEN

INFO BLATT: ART. NR. 95947-2

Anwenderbremse für HD Balance 16	67130-1
Anwenderbremse mit verlängertem Hebel PASSEND ZU BALANCE 24	67115-5

19. ZUBEHÖR SONDERAUSFÜHRUNG

verlängerte Kopf- und Nackenstütze (+10 cm SIEHE INFO BLATT KOPFSTÜTZE/ NACKENSTÜTZE ART.NR. 95932-2	12780-8
---	---------

ZUBEHÖR

20. KOPFSTÜTZE UND NACKENSTÜTZE

INFO BLATT: ART. NR. 95932-2

 Grau
Trevira
 Schwarz
Trevira
 Dartex

Sitzbreite

Art nr Grau

 Art nr
Schwarz

 Art nr
Dartex

DIE KOPF-/NACKENSTÜTZE IST ALS SONDERAUSFÜHRUNG WÄHLBAR. SIEHE ABSCHNITT SONDERAUSFÜHRUNG – ZUBEHÖR; SPEZIALVARIANTEN.

	Kopfstütze Basic					69108-1	69108-3	69108-2
	Kopfstütze Side SEITLICH VERSTELLBAR					69101-1	69101-3	69101-2
	Kopfstütze Side + MIT HALTERUNGEN, KOPFPELOTEN SIND SEPARAT ZU BESTELLEN					69104-1	69104-3	69104-2
	Kopfpelette Vario VERSTELLBARER WINKEL	___	___	___	st	69182-1	69182-3	69182-2
	Kopfpelette fix FESTER WINKEL	___	___	___	st	69181-1	69181-3	69181-2
	Kopfstützenüberzug wird zusätzlich über den vorhanden verwendet SCHWARZ		___	st		-	49911	-
	Nackenstütze, Side SEITLICH VERSTELLBAR					69111-1	69111-3	69111-2
	Nackenstütze, Side+ MIT HALTERUNGEN KOPFPELOTEN SIND SEPARAT ZU BESTELLEN					69114-1	69114-3	69114-2
	Kopfpelette für Nackenstütze, Vario VERSTELLBARER WINKEL	___	___	___	st	69191-1	69191-3	69191-2
	Extra überzug, Kopfstütze Basic	___	___	___	st	49922	49952	49924
	Extra überzug, Kopfstütze Side	___	___	___	st	49921	49951	49923
	Extra überzug, Nackenstütze Side	___	___	___	st	49926	49953	49927
	Extra überzug, Seitenstütze FÜR KOPFSTÜTZE UND NACKENSTÜTZE	___	___	___	st	49931	49941	49932

21. RUMPFPELOTEN

INFO BLATT: ART. NR. 95931-2

 Grau
Trevira
 Schwarz
Trevira
 Dartex

 Art nr
Grau

 Art nr
Schwarz

 Art nr
Dartex

	Standard, Schmale Position OHNE HALTERUNG	___	___	___	st	69301-1	69301-3	69301-2
	Standard, Breite Position OHNE HALTERUNG	___	___	___	st	69302-1	69302-3	69302-2
	Einstellbar Kurz OHNE HALTERUNG	___	___	___	st	69311-1	69311-3	69311-2
	Einstellbar Lang OHNE HALTERUNG	___	___	___	st	69312-1	69312-3	69312-2

	Einstellbar Mini OHNE HALTERUNG	_____ st	-	69332-3	-
	Wegschwenkbar Standard, Schmale Position PER KNOPFDRUCK AUSSCHWENKBAR OHNE HALTERUNG	Links _____ st	69305-1	69305-3	69305-2
		Rechts _____ st	69306-1	69306-3	69306-2
	Wegschwenkbar Standard Breite Position PER KNOPFDRUCK AUSSCHWENKBAR OHNE HALTERUNG	Links _____ st	69307-1	69307-3	69307-2
		Rechts _____ st	69308-1	69308-3	69308-2
	Wegschwenkbar Einstellbar Kurz Schmale Position PER KNOPFDRUCK AUSSCHWENKBAR OHNE HALTERUNG	Links _____ st	69315-1	69315-3	69315-2
		Rechts _____ st	69316-1	69316-3	69316-2
	Wegschwenkbar Einstellbar Kurz Breite Position PER KNOPFDRUCK AUSSCHWENKBAR OHNE HALTERUNG	Links _____ st	69317-1	69317-3	69317-2
		Rechts _____ st	69318-1	69318-3	69318-2
	Wegschwenkbar Einstellbar Lang Schmale Position PER KNOPFDRUCK AUSSCHWENKBAR OHNE HALTERUNG	Links _____ st	69325-1	69325-3	69325-2
		Rechts _____ st	69326-1	69326-3	69326-2
	Wegschwenkbar Einstellbar Lang Breite Position PER KNOPFDRUCK AUSSCHWENKBAR OHNE HALTERUNG	Links _____ st	69327-1	69327-3	69327-2
		Rechts _____ st	69328-1	69328-3	69328-2
	Wegschwenkbar, Einstellbar, Mini, schmale Position PER KNOPFDRUCK AUSSCHWENKBAR OHNE HALTERUNG	Links _____ st	-	69323-1	-
		Rechts _____ st	-	69323-2	-
	Halterung für Rumpfstütze 1 ST	_____ st	69351-1		
	Montage Rumpfstütze		69351-8		


22. ABDUKTIONSKEIL

INFO BLATT: ART. NR. 95948-2

			Dartex	Art nr
	Abduktionskeil, klein OHNE HALTERUNG	_____ st		69605-2
	Abduktionskeil, groß OHNE HALTERUNG	_____ st		69606-2
	Abduktionskeil vorgelagert, klein OHNE HALTERUNG	_____ st		69615-2
	Abduktionskeil vorgelagert, groß OHNE HALTERUNG	_____ st		69616-2
	Halterung für Abduktionskeil 1 ST	_____ st		69620-1
	Abduktionskeil montiert			69620-8

23. TISCH

INFO BLATT: ART. NR. 95930-2

		Menge	Art nr
	Tisch PC OHNE POLSTERUNG OHNE HALTERUNG	____ st	38 69521
			42 69531
			46 69541
			50 69551
	Tisch PC MIT POLSTERUNG OHNE HALTERUNG	____ st	38 69522
			42 69532
			46 69542
			50 69552
	Tisch Holz (Eiche) OHNE POLSTERUNG OHNE HALTERUNG	____ st	38 69525
			42 69535
			46 69545
			50 69555
	Tisch Holz (Eiche) MIT POLSTERUNG OHNE HALTERUNG	____ st	38 69526
			42 69536
			46 69546
			50 69556
	Gepolsteter Tisch OHNE HALTERUNG	____ st	38-42 69592
			46-52 69594
	Halbseitentherapietisch ohne Halterung	Vänster ____ st	69581
		Höger ____ st	69582
	Halterung für Tisch 2 ST	____ st	69515-1
	Halterung für Tisch mit Verriegelung, 2 ST	____ st	69515-5
	Halterung für Halbseitentherapietisch, mit Verriegelung	Vänster ____ st	69585-1
		Höger ____ st	69585-2
	Tischhalterungen montiert		69515-8

24. POSITIONIERUNGSGURT

INFO BLATT: ART. NR. 95949-2

		Menge	Art nr
	Positionierungsgurt 2 Befestigungspunkte OHNE BEFESTIGUNG	____ st	13541
	Positionierungsgurt 4 Befestigungspunkte OHNE BEFESTIGUNG	____ st	13542
	Befestigung für Gurt 2 ST	____ st	69710-1
	MONTAGE DER BEFESTIGUNG		69710-8



Gurthalter für Flexi-Back
PAAR
MIT HALTERUNG FÜR DIE UNTEREN GURTE

___ st

69720-5



Gurthalter für Rückenplatte
PAAR
MIT HALTERUNG FÜR DIE UNTEREN GURTE

___ st

69730-5

Montage Gurthalter

69720-8

25. ELEKTRISCHE FUNKTIONEN

INFO BLATT: ART. NR. 95951-2

Art nr

Elektrische Sitz- und Rückenwinkelver-
stellung

69801

NUR IN VERBINDUNG MIT STANDARDVERSTELL-
BEREICHEN 0-20° (SITZ) UND (90-120°) RÜCKEN

Elektrische Sitzwinkelverstellung

69802

NUR IN VERBINDUNG MIT STANDARDVER-
STELLBEREICHEN 0-20° (SITZ)

26. ANDERE ZUBEHÖR

INFO BLATT: ART. NR. 95950-2

Menge

Art nr



Kissen zur Sitzverengung 1 cm

___ par

69680



Profilstopp

HILFT BEI DER MONTAGE DER KOPF-, NACKEN UND
RUMPFSTÜTZE IN DER RICHTIGEN POSITION

___ st

12799



Taschenhaken

___ st

13605

Taschenhaken montiert

13605-8



Infusionsständer
OHNE KLAMMER

___ st

69760

Klammer für Infusionsständer

LINKS

___ st

69750-1

RECHTS

___ st

69750-2

Sehe
Risikoinformationen
dok. 95707-1

Infusionsständerhalterung
montiert

69750-8



Halierung für 1 Liter Sauerstoffflasche

___ st

56904

Halierung für 2 Liter Sauerstoffflasche

___ st

56904

Sehe
Risikoinformationen
dok. 95707-1

Sauerstoffflaschenhalterung montiert

56904-8

Bemerkungen